



Más Delgado, más Cómodo.

EzSensor Classic™

vatech

Parámetros	Descripción
Detector	CMOS
Dimensiones [Ancho x Largo]	Tamaño 1.0_ 25.4 x 36.8 x 4.8mm Tamaño 1.5_ 29.2 x 39.5 x 4.8mm Tamaño 2.0_ 31.3 x 42.9 x 4.8mm
Tamaño de Pixel	29.6 μ m
Área Activa Pixeles	Tamaño 1.0_ 20 x 30mm Tamaño 1.5_ 24 x 33mm Tamaño 2.0_ 26 x 36mm
Escala de grises	4096 niveles de grises
Resolución teórica	17 lp/mm
Longitud del cable USB entre el controlador y la PC	2.7 m (de USB a PC)

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Poderosa Herramienta de Consulta



EzCodi, La solución completa para su consulta.

“Una imagen (animada) vale más que mil palabras”

EzCodi contiene 50 ejemplos de casos clínicos animados lo cual provee de una poderosa herramienta que ayuda a sus pacientes a comprender mejor el tratamiento.

Ez Codi

